

STOP !!

PRODUS NOU

Gamă de pipetoare cu Volum Variabil cu Pret Avantajos

O gamă de pipetoare automate, simplu de utilizat, acoperind domeniul 0.1 - 10ml, cu o precizie de $\pm 1.75\%$.

Acesta este un pipetor folosit în scop didactic, ideal, deoarece el înlocuiește para de umplere și pipeta din sticlă, oferind o mai mare protecție în laborator, pe perioada desfășurării experiențelor care utilizează micropipetoarele.

Complet autoclavabil, cu vârf ejector detasabil, selectare ușoară volum, prin apăsare cu degetul, stil micrometru.

C53-2600 Eco Pipetor, 0.1 - 1.0ml

C53-2610 Eco Pipetor, 0.5 - 5.0ml

C53-2620 Eco Pipetor, 1.0 - 10.0ml

Accesorii

C53-2650 Vârf, 1000 μ l, albastru, pachete de 50 bucăți

C53-2660 Vârf, 5000 μ l, alb, pachete de 25 bucăți

C53-2670 Vârf, 10000 μ l, albastru, pachete de 25 bucăți





Eagle Scientific Ltd. s-a înființat în anul 1979 ca producător de echipamente științifice și furnizor global pentru industrie și educație. Înregistrat în Regatul Unit, noi suntem eligibili să participăm la proiectele cu finanțare internațională.

Ca răspuns la nivelul crescut al tendinței internaționale și al strategiei de dezvoltare, compania a dezvoltat competențe și capacități ca să răspundă la exigențele planificate. S-a investit într-o bază de calificare multiprofesională, care a produs sisteme bazate pe calculator, pentru conducerea sarcinilor specifice de consultanță, achiziție și livrare.

În plus, noi am dezvoltat, un sistem de ofertare/comandă complet electronic și un sistem de achiziționare folosind baza de date PC Windows. Acesta poate fi ușor adaptat să întrunească cerințele specifice și este ușor de întreținut, atât local, cât și la distanță, folosind comunicațiile electronice.

Un avantaj evident al unor astfel de sisteme este modul direct cum pot fi aplicate cunoștințele, permițând ca modificările să fie rapide și ușor de asimilat.

Sistemele utilizate includ:

- Întocmirea de liste de echipamente și de specificații
- Elaborarea documentelor oferite atât pe hârtie, cât și pe suport electronic.
- Evaluarea ofertelor utilizând mijloace electronice
- Elaborarea documentelor primare, inclusiv etichetele cu coduri de bare pentru echipamente.
- Transportarea mărfurilor livrate în locații diverse.
- Monitorizare financiară și control, autorizarea ofertelor.
- Monitorizarea procedurilor de recepție
- Elaborarea specificațiilor echipamentelor (cost, sursă, furnizor, etc.).

Competențele oferite de Eagle Scientific Ltd pot fi rezumate după cum urmează:

Abilitatea de identificare rapidă și de definire a cerințelor proiectului și de a mobiliza personal și resurse din toată țara.

Identificarea și angajarea expertizei specifice aferente cerințelor proiectului.

Prevederea unor sisteme financiare transparente, care monitorizează și controlează cheltuielile aferente proiectului.

Colaborarea cu instituții de audit externe, pentru a dovedi conformitatea cu sistemele financiare.

Abilitatea probată, de furnizare a unui sistem de ofertare electronic, permițând generarea de documente de achiziție echipamente, rapid și întocmite astfel ca să respecte politica achizițiilor specifice.

Întreținerea și monitorizarea graficelor de eșantionare a proiectului.
Identificarea alternativei și abilitatea prevederii acțiunii de corecție.



Experiența de lucru în proiectele de școlarizare în lumea întreagă.

Prevederea unei transparențe depline și publicitate pentru proiect și pentru organizarea de fonduri.

Eagle Scientific Ltd are o experiență considerabilă în achiziția, livrarea echipamentelor și prestarea de servicii în sectoarele Educație și Școlarizare, și către ministerele guvernamentale.

Aici sunt prezentate câteva exemple din Proiectele de Scolarizare Vocatională si de echipamente livrate cu succes si instalate de Eagle Scientific Ltd







CERERE DE OFERTĂ

CERERE DE OFERTĂ

INDEX

A

B

C

ES

/

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

P

N

O

Q

R

S

U

V

W

X

Y

Z

